

**APPLICAZIONE / APPLICATION / APPLICATION / APLICACIÓN / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
HITACHI 911/912**

TEST:	<b>CKMB</b>	
APP. CODE:	<b>060</b>	
WAVELENGTH (Sec/Pri):	<b>546 - 340</b>	
ASSAY:	<b>RATE-A</b>	<b>TIME: 10 POINT: 23 - 30 DILUENT: water</b>
SAMPLE VOL:	NORMAL: <b>10</b> DECREASE: <b>7</b> INCREASE: <b>12</b>	
	R1 VOLUME: <b>200</b> R2 VOLUME: <b>0</b> R3 VOLUME: <b>50</b> R4 VOLUME: <b>0</b>	<b>DILUENT: 5</b> <b>DILUENT: 5</b>
ABS LIMIT:	<b>32000 - INC</b>	
PROZONE LIMIT:	<b>0 - UPPER</b>	
CALIB METHOD:	<b>LINEAR (POINT: 2 - SPAN: 2 - WEIGHT: 0)</b>	
SD LIMIT:	<b>0.250</b>	
DUPLICATE LIMIT:	<b>3%</b>	
ST. 1 CONC:	<b>0.00</b>	
EXPECTED VALUE:	<b>0 - 24</b>	
UNIT:	<b>U/l</b>	
INSTR. FACTOR (y=ax+b):	a=1 b=0	

**APPLICAZIONE / APPLICATION / APPLICATION / APLICACIÓN / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
OLYMPUS AU 400/480/600/640/680/2700 (Test code 863)**

TEST NAME:	<b>CKMB</b>	
SAMPLE:	Volume <b>10 µl</b>	Dilution <b>0 µl</b>
REAGENTS:	R1 Volume <b>200 µl</b> R2 Volume <b>50 µl</b>	Dilution <b>0 µl</b> Dilution <b>0 µl</b>
WAVELENGTH:	Pri. <b>340</b> Sec. <b>540</b>	
METHOD:	<b>RATE</b>	
REACTION SLOPE:	<b>+</b>	
MEASURING POINT 1:	First <b>18</b> Last <b>26</b>	
MEASURING POINT 2:	First Last	
REAGENT OD LIMIT:	First L <b>-0.1</b> First H <b>1.0</b> Last L <b>-0.1</b> Last H <b>1.0</b>	
DYNAMIC RANGE:	L <b>4</b> H <b>2000</b>	
CORRELATION FACTOR:	A <b>1</b> B <b>0</b>	
LINEARITY LIMIT:	<b>15%</b>	
UNIT:	<b>U/l</b>	
CALIBRATION TYPE:	<b>AB</b>	
FORMULA:	<b>Y = AX + B</b>	

 Chema Diagnostica  
Via Campania 2/4  
60030 Monsano (AN) - ITALY - EU  
phone +39 0731 605064  
fax +39 0731 605672  
e-mail: mail@chema.com  
website: http://www.chema.com

ITALIANO rev. 26/09/2016

<b>CK-MB FL IFCC/DGKC</b>	
MB 2H100	4 x 20 + 2 x 10 ml
MB 6U140	2 x 56 + 2 x 14 ml

**USO**  
Reagente per la determinazione quantitativa in vitro della creatinchinasi MB nei fluidi biologici.

**PRINCIPIO**  
Il CK-MB consiste delle due subunità CK-M e CK-B. Anticorpi specifici contro il CK-M inibiscono completamente l'attività del CK-MM (la parte principale dell'attività del CK totale) e della subunità CK-M del CK-MB. Viene quindi misurata esclusivamente l'attività del CK-B, la quale è la metà del CK-MB.

**COMPONENTI FORNITI**  
**Solo per uso diagnostico in vitro.**  
I componenti del kit sono stabili fino alla data di scadenza indicata sulla confezione.  
Conservare al riparo da luce diretta.

**CK-MB R1 2H100: 4 x 20 ml (liquido) capsula bianca  
6U140: 2 x 56 ml (liquido) capsula bianca**  
**CK-MB R2 2H100: 2 x 10 ml (liquido) capsula rossa  
6U140: 2 x 14 ml (liquido) capsula rossa**

Composizione nel reattivo finale: Tampone 100 mM, creatinofosfato 35 mM, glucosio 20 mM, N-acetilcisteina 20 mM, magnesio acetato 10 mM, EDTA disodico 2 mM, ADP 2 mM, NADP 2 mM, AMP 5 mM, diadenosinpentafosfato 10 µM, glucosio-6-fosfato deidrogenasi ≥ 1.5 kU/l, esochinasi ≥ 2.5 kU/l, anticorpi monoclonali Anti-CK-M - capacità inibitoria > 2000 U/l.

Conservare tutti i componenti a 2-8°C.

**PREPARAZIONE DEL REATTIVO**  
Utilizzare i reagenti separati.  
Stabilità: fino a scadenza in etichetta a 2-8°C.  
Stabilità dopo prima apertura: preferibilmente entro 60 gg. a 2-8°C al riparo dalla luce.

**PRECAUZIONI**  
Il reagente può contenere componenti non reattivi e conservanti di varia natura. A scopo cautelativo è comunque opportuno evitare il contatto con la pelle e l'ingestione. Utilizzare le normali precauzioni previste per il comportamento in laboratorio.

**CAMPIONE**  
Siero. Il plasma contenente eparina, EDTA, citrato o fluoruro può generare imprevedibili cinetiche di reazione. L'attività del CK nel siero è instabile e decresce rapidamente durante la conservazione. Il CK è inattivato sia dalla luce ambientale che dall'incremento di pH nel campione causato dalla perdita di anidride carbonica. Conservare di conseguenza i campioni al buio e ben chiusi. Il CK è soggetto a denaturazione termica; raffreddare quindi rapidamente il campione a 4°C dopo il prelievo. Un leggero grado di emolisi può essere tollerato, dato che gli eritrociti non contengono CK, tuttavia i campioni mediamente o fortemente emolizzati non possono essere considerati campioni soddisfacenti. Infatti, gli enzimi e le sostanze liberati dagli eritrociti possono influenzare la fase latente e si potrebbero riscontrare delle reazioni indesiderate.

**INTERVALLI DI RIFERIMENTO**  
Siero: < 24 U/l (< 0.40 µkat/l)

Ogni laboratorio dovrebbe stabilire dei propri intervalli di riferimento in relazione alla propria popolazione.

**CONTROLLO DI QUALITÀ - CALIBRAZIONE**  
E' consigliabile l'esecuzione di un controllo di qualità interno. Allo scopo sono disponibili a richiesta i seguenti sieri di controllo a base umana:  
**QUANTINORM CHEMA**  
con valori possibilmente negli intervalli di normalità. Qualora il sistema analitico lo richiedesse, è disponibile un calibratore multiparametrico a base umana:  
**AUTOCAL H**

Contattare il Servizio Clienti per ulteriori informazioni.

ENGLISH rev. 26/09/2016

<b>CK-MB FL IFCC/DGKC</b>	
MB 2H100	4 x 20 + 2 x 10 ml
MB 6U140	2 x 56 + 2 x 14 ml

**PRESTAZIONI DEL TEST**  
**Linearità**  
Il metodo è lineare fino a 2000 U/l.  
Qualora il ΔA/min risultasse superiore a 0.250 si consiglia di diluire il campione 1+9 con soluzione fisiologica e ripetere il test, moltiplicando il risultato per 10.

**Sensibilità/limite di rilevabilità**  
Il metodo è in grado di discriminare fino a 4 U/l.  
**Interferenze**  
non sono verificabili interferenze in presenza di:  
lipidi ≤ 1700 mg/dl  
bilirubina ≤ 46 mg/dl  
emoglobina ≤ 40 mg/dl  
acido ascorbico ≤ 47 mg/dl

**Precisione**

nella serie (n=10)	media (U/l)	SD (U/l)	CV%
campione 1	46.21	1.01	2.18
campione 2	101.46	1.80	1.77

  

tra le serie (n=20)	media (U/l)	SD (U/l)	CV%
campione 1	46.35	1.31	2.82
campione 2	101.64	1.03	1.01

**Confronto tra metodi**  
Un confronto con un metodo commercialmente disponibile ha fornito i seguenti risultati in una comparazione:

$$y = 1.00x + 0.46 \text{ U/l} \quad r^2 = 0.999$$

CK MB Chema = y  
CK MB concorrente = x  
n = 82

**CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**  
Il prodotto è destinato all'utilizzo all'interno di laboratori di analisi professionali.  
P501: Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione nazionale/internazionale.

ENGLISH rev. 26/09/2016

<b>CK-MB FL IFCC/DGKC</b>	
MB 2H100	4 x 20 + 2 x 10 ml
MB 6U140	2 x 56 + 2 x 14 ml

**INTENDED USE**  
Reagent for quantitative in vitro determination of creatine kinase MB in biological fluids.

**PRINCIPLE OF THE METHOD**  
CK-MB consists of the subunits CK-M and CK-B. Specific antibodies against CK-M inhibits completely CK-MM activity (main part of the total CK activity) and CK-M subunit of CK-MB. Therefore only CK-B activity is measured, which is half of the CK-MB activity.

**KIT COMPONENTS**  
**For in vitro diagnostic use only.**  
The components of the kit are stable until expiration date on the label.  
Keep away from direct light sources.

**CK-MB R1 2H100: 4 x 20 ml (liquid) white cap  
6U140: 2 x 56 ml (liquid) white cap**  
**CK-MB R2 2H100: 2 x 10 ml (liquid) red cap  
6U140: 2 x 14 ml (liquid) red cap**

Composition in the test: Buffer 100 mM pH 6.70, creatine phosphate 35 mM, glucose 20 mM, N-acetyl-L-cysteine 20 mM, magnesium acetate 10 mM, EDTA 2 mM, ADP 2 mM, NADP 2 mM, AMP 5 mM, Di(adenosine-5')pentaphosphate 10 µM, glucose-6-phosphate-dehydrogenase ≥ 1.5 kU/l, hexokinase ≥ 2.5 kU/l, Anti-CK-M monoclonal antibodies - inhibiting capacity > 2000 U/l.

Store all components at 2-8°C.

**REAGENT PREPARATION**  
Use separate reagent ready to use.  
Stability: up to expiration date on labels at 2-8°C.  
Stability since first opening of vials: preferably within 60 days at 2-8°C -away from light sources.  
Caution: keep well refrigerated.

**PRECAUTIONS**  
Reagent may contain some non-reactive and preservative components. It is suggested to handle carefully it, avoiding contact with skin and swallow.  
Perform the test according to the general "Good Laboratory Practice" (GLP) guidelines.

rev. 26/09/2016

**SPECIMEN**  
Serum is the preferred specimen. Plasma containing heparin, EDTA, citrate, or fluoride may produce unpredictable reaction rates. CK activity in serum is unstable and is rapidly lost during storage. CK is inactivated both by bright daylight and by increasing specimen pH owing to loss of carbon dioxide; accordingly, specimens should be stored in the dark in tightly closed tubes. CK is susceptible to thermal denaturation; the degree of inactivation corresponds to the degree of temperature increase. Therefore, the serum specimen should be chilled to 4°C as rapidly as possible after collection. A slight degree of hemolysis can be tolerated because erythrocytes contain no CK activity. However, moderately or severely hemolyzed specimens are unsatisfactory because enzymes and intermediates liberated from the erythrocytes may affect the lag phase and the side reactions may occur in the assay system.

**EXPECTED VALUES**  
Serum: < 24 U/l (< 0.40 µkat/l)

Each laboratory should establish appropriate reference intervals related to its population.

**QUALITY CONTROL AND CALIBRATION**  
It is suggested to perform an internal quality control. For this purpose the following control serum is available:  
**QUANTINORM CHEMA**  
If required, a multiparametric, human based calibrator is available:  
**AUTOCAL H**  
Please contact Customer Care for further information.

**TEST PERFORMANCE**  
**Linearity**  
The method is linear up to 2000 U/l.  
If a ΔA/min of 0.250 is exceeded, it is suggested to dilute sample 1+9 with saline solution and to repeat the test, multiplying the result by 10.

**Sensitivity/limit of detection (LOD)**  
The limit of detection is 4 U/l.

**Interferences**  
no interference was observed by the presence of:  
lipids ≤ 1700 mg/dl  
bilirubin ≤ 46 mg/dl  
hemoglobin ≤ 40 mg/dl  
ascorbic acid ≤ 47 mg/dl

**Precision**

intra-assay (n=10)	mean (U/l)	SD (U/l)	CV%
sample 1	46.21	1.01	2.18
sample 2	101.46	1.80	1.77

  

inter-assay (n=20)	mean (U/l)	SD (U/l)	CV%
sample 1	46.35	1.31	2.82
sample 2	101.64	1.03	1.01

**Methods comparison**  
A comparison between Chema CK-MB FL and a commercially available product gave the following results:

$$y = 1.00x + 0.46 \text{ U/l} \quad r^2 = 0.999$$

CK MB Chema = y  
CK MB competitor = x  
n = 82

**WASTE DISPOSAL**  
This product is made to be used in professional laboratories.  
P501: Dispose of contents according to national/international regulations.

<b>CK-MB FL IFCC/DGKC</b>	
MB 2H100	4 x 20 + 2 x 10 ml
MB 6U140	2 x 56 + 2 x 14 ml
UTILISATION	
<p>Réactif pour la détermination quantitative in vitro de la créatine kinase MB dans les fluides biologiques.</p>	
PRINCIPE	
<p>La CK-MB est constituée des deux sous-unité CK-M et CK-B.</p> <p>Les anticorps spécifiques contre la CK-M inhibent entièrement l'activité de la CK-MM (la part principale de l'activité de la CK totale) et de la sous-unité CK-M de la CK-MB. On mesure donc exclusivement l'activité de la CK-B, qui représente la moitié de la CK-MB.</p>	
COMPOSANTS FOURNIS	
<p><b>Uniquement à usage diagnostique in vitro.</b></p> <p>Les composants du kit sont stables jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'emballage.</p> <p>Conserver à l'abri de la lumière directe.</p>	

**CK-MB R1** **2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc**  
**6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc**

<b>CK-MB R2</b>	<b>2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge</b>
	<b>6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge</b>
Composition du réactif final: Tampon 100 mM pH, phosphocréatine 35 mM, glucose 20 mM, N-acétylcystéine 20 mM, acétate de magnésium 10 mM, EDTA disodique 2 mM, ADP 2 mM, NADP 2 mM, AMP 5 mM, diadénosine pentaphosphate 10 µM, glucose-6-phosphate déshydrogénase ≥ 1.5 kU/l, hexokinase ≥ 2.5 kU/l, anticorps monoclonaux Anti-CK-M - capacité inhibitrice > 2000 U/l .	

Composant du kit:
**CK-MB R1** **2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc**  
**6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc**

<b>CK-MB R2</b>	<b>2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge</b>
	<b>6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge</b>
Composition du réactif final: Tampon 100 mM pH, phosphocréatine 35 mM, glucose 20 mM, N-acétylcystéine 20 mM, acétate de magnésium 10 mM, EDTA disodique 2 mM, ADP 2 mM, NADP 2 mM, AMP 5 mM, diadénosine pentaphosphate 10 µM, glucose-6-phosphate déshydrogénase ≥ 1.5 kU/l, hexokinase ≥ 2.5 kU/l, anticorps monoclonaux Anti-CK-M - capacité inhibitrice > 2000 U/l .	

Composant du kit:
**CK-MB R2** **2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge**  
**6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge**

Composant du kit:
**CK-MB R1** **2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc**  
**6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc**

<b>CK-MB R2</b>	<b>2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge</b>
	<b>6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge</b>
Composition du réactif final: Tampon 100 mM pH, phosphocréatine 35 mM, glucose 20 mM, N-acétylcystéine 20 mM, acétate de magnésium 10 mM, EDTA disodique 2 mM, ADP 2 mM, NADP 2 mM, AMP 5 mM, diadénosine pentaphosphate 10 µM, glucose-6-phosphate déshydrogénase ≥ 1.5 kU/l, hexokinase ≥ 2.5 kU/l, anticorps monoclonaux Anti-CK-M - capacité inhibitrice > 2000 U/l .	

<b>CK-MB R1</b>	<b>2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc</b>
	<b>6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc</b>
Composition du réactif final: Tampon 100 mM pH, phosphocréatine 35 mM, glucose 20 mM, N-acétylcystéine 20 mM, acétate de magnésium 10 mM, EDTA disodique 2 mM, ADP 2 mM, NADP 2 mM, AMP 5 mM, diadénosine pentaphosphate 10 µM, glucose-6-phosphate déshydrogénase ≥ 1.5 kU/l, hexokinase ≥ 2.5 kU/l, anticorps monoclonaux Anti-CK-M - capacité inhibitrice > 2000 U/l .	

<b>CK-MB R2</b>	<b>2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge</b>
	<b>6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge</b>
Composition du réactif final: Tampon 100 mM pH, phosphocréatine 35 mM, glucose 20 mM, N-acétylcystéine 20 mM, acétate de magnésium 10 mM, EDTA disodique 2 mM, ADP 2 mM, NADP 2 mM, AMP 5 mM, diadénosine pentaphosphate 10 µM, glucose-6-phosphate déshydrogénase ≥ 1.5 kU/l, hexokinase ≥ 2.5 kU/l, anticorps monoclonaux Anti-CK-M - capacité inhibitrice > 2000 U/l .	

Composant du kit:
**CK-MB R2** **2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge**  
**6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge**

<b>CK-MB R1</b>	<b>2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc</b>
	<b>6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc</b>
Composition du réactif final: Tampon 100 mM pH, phosphocréatine 35 mM, glucose 20 mM, N-acétylcystéine 20 mM, acétate de magnésium 10 mM, EDTA disodique 2 mM, ADP 2 mM, NADP 2 mM, AMP 5 mM, diadénosine pentaphosphate 10 µM, glucose-6-phosphate déshydrogénase ≥ 1.5 kU/l, hexokinase ≥ 2.5 kU/l, anticorps monoclonaux Anti-CK-M - capacité inhibitrice > 2000 U/l .	

Composant du kit:
**CK-MB R1** **2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc**  
**6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc**

Composant du kit:
**CK-MB R2** **2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge**  
**6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge**

Composant du kit:
**CK-MB R1** **2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc**  
**6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc**

Composant du kit:
**CK-MB R2** **2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge**  
**6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge**

Composant du kit:
**CK-MB R1** **2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc**  
**6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc**

PERFORMANCES DU TEST												
<p><b>Linéarité</b></p> <p>La méthode est linéaire jusqu'à au moins 2000 U/l. Si la valeur de ΔA/min est supérieure à 0.250, il est conseillé de diluer l'échantillon 1+9 avec de la solution physiologique et de répéter le test, en multipliant le résultat par 10.</p>												
<p><b>Sensibilité/limite décelable</b></p> <p>La méthode est en mesure de déceler jusqu'à 4 U/l.</p>												
<p><b>Interférences</b></p> <p>aucune interférence n'est décelable en présence de:</p> <p>lipides ≤ 1700 mg/dl</p> <p>bilirubine ≤ 46 mg/dl</p> <p>hémoglobine ≤ 40 mg/dl</p> <p>acide ascorbique ≤ 47 mg/dl</p>												
<p><b>Précision</b></p> <table> <tbody><tr> <td>dans la série (n=10)</td> <td>moyenne (U/l)</td> <td>SD (U/l)</td> <td>CV%</td></tr> <tr> <td>échantillon 1</td> <td>46.21</td> <td>1.01</td> <td>2.18</td></tr> <tr> <td>échantillon 2</td> <td>101.46</td> <td>1.80</td> <td>1.77</td></tr> </tbody></table>	dans la série (n=10)	moyenne (U/l)	SD (U/l)	CV%	échantillon 1	46.21	1.01	2.18	échantillon 2	101.46	1.80	1.77
dans la série (n=10)	moyenne (U/l)	SD (U/l)	CV%									
échantillon 1	46.21	1.01	2.18									
échantillon 2	101.46	1.80	1.77									
<table> <tbody><tr> <td>entre les séries (n=20)</td> <td>moyenne (U/l)</td> <td>SD (U/l)</td> <td>CV%</td></tr> <tr> <td>échantillon 1</td> <td>46.35</td> <td>1.31</td> <td>2.82</td></tr> <tr> <td>échantillon 2</td> <td>101.64</td> <td>1.03</td> <td>1.01</td></tr> </tbody></table>	entre les séries (n=20)	moyenne (U/l)	SD (U/l)	CV%	échantillon 1	46.35	1.31	2.82	échantillon 2	101.64	1.03	1.01
entre les séries (n=20)	moyenne (U/l)	SD (U/l)	CV%									
échantillon 1	46.35	1.31	2.82									
échantillon 2	101.64	1.03	1.01									

Composant du kit:
**CK-MB R1** **2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc**  
**6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc**

<b>CK-MB R2</b>	<b>2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge</b>
	<b>6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge</b>
Composition du réactif final: Tampon 100 mM pH, phosphocréatine 35 mM, glucose 20 mM, N-acétylcystéine 20 mM, acétate de magnésium 10 mM, EDTA disodique 2 mM, ADP 2 mM, NADP 2 mM, AMP 5 mM, diadénosine pentaphosphate 10 µM, glucose-6-phosphate déshydrogénase ≥ 1.5 kU/l, hexokinase ≥ 2.5 kU/l, anticorps monoclonaux Anti-CK-M - capacité inhibitrice > 2000 U/l .	

Composant du kit:
**CK-MB R2** **2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge**  
**6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge**

<b>CK-MB R1</b>	<b>2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc</b>
	<b>6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc</b>
Composition du réactif final: Tampon 100 mM pH, phosphocréatine 35 mM, glucose 20 mM, N-acétylcystéine 20 mM, acétate de magnésium 10 mM, EDTA disodique 2 mM, ADP 2 mM, NADP 2 mM, AMP 5 mM, diadénosine pentaphosphate 10 µM, glucose-6-phosphate déshydrogénase ≥ 1.5 kU/l, hexokinase ≥ 2.5 kU/l, anticorps monoclonaux Anti-CK-M - capacité inhibitrice > 2000 U/l .	

<b>CK-MB R2</b>	<b>2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge</b>
	<b>6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge</b>
Composition du réactif final: Tampon 100 mM pH, phosphocréatine 35 mM, glucose 20 mM, N-acétylcystéine 20 mM, acétate de magnésium 10 mM, EDTA disodique 2 mM, ADP 2 mM, NADP 2 mM, AMP 5 mM, diadénosine pentaphosphate 10 µM, glucose-6-phosphate déshydrogénase ≥ 1.5 kU/l, hexokinase ≥ 2.5 kU/l, anticorps monoclonaux Anti-CK-M - capacité inhibitrice > 2000 U/l .	

Composant du kit:
**CK-MB R2** **2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge**  
**6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge**

Composant du kit:
**CK-MB R1** **2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc**  
**6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc**

<b>CK-MB R1</b>	<b>2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc</b>
	<b>6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc</b>
Composition du réactif final: Tampon 100 mM pH, phosphocréatine 35 mM, glucose 20 mM, N-acétylcystéine 20 mM, acétate de magnésium 10 mM, EDTA disodique 2 mM, ADP 2 mM, NADP 2 mM, AMP 5 mM, diadénosine pentaphosphate 10 µM, glucose-6-phosphate déshydrogénase ≥ 1.5 kU/l, hexokinase ≥ 2.5 kU/l, anticorps monoclonaux Anti-CK-M - capacité inhibitrice > 2000 U/l .	

<b>CK-MB R2</b>	<b>2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge</b>
	<b>6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge</b>
Composition du réactif final: Tampon 100 mM pH, phosphocréatine 35 mM, glucose 20 mM, N-acétylcystéine 20 mM, acétate de magnésium 10 mM, EDTA disodique 2 mM, ADP 2 mM, NADP 2 mM, AMP 5 mM, diadénosine pentaphosphate 10 µM, glucose-6-phosphate déshydrogénase ≥ 1.5 kU/l, hexokinase ≥ 2.5 kU/l, anticorps monoclonaux Anti-CK-M - capacité inhibitrice > 2000 U/l .	

<b>CK-MB R1</b>	<b>2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc</b>
	<b>6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc</b>
Composition du réactif final: Tampon 100 mM pH, phosphocréatine 35 mM, glucose 20 mM, N-acétylcystéine 20 mM, acétate de magnésium 10 mM, EDTA disodique 2 mM, ADP 2 mM, NADP 2 mM, AMP 5 mM, diadénosine pentaphosphate 10 µM, glucose-6-phosphate déshydrogénase ≥ 1.5 kU/l, hexokinase ≥ 2.5 kU/l, anticorps monoclonaux Anti-CK-M - capacité inhibitrice > 2000 U/l .	

Composant du kit:
**CK-MB R1** **2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc**  
**6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc**

Composant du kit:
**CK-MB R2** **2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge**  
**6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge**

<b>CK-MB R1</b>	<b>2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc</b>
	<b>6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc</b>
Composition du réactif final: Tampon 100 mM pH, phosphocréatine 35 mM, glucose 20 mM, N-acétylcystéine 20 mM, acétate de magnésium 10 mM, EDTA disodique 2 mM, ADP 2 mM, NADP 2 mM, AMP 5 mM, diadénosine pentaphosphate 10 µM, glucose-6-phosphate déshydrogénase ≥ 1.5 kU/l, hexokinase ≥ 2.5 kU/l, anticorps monoclonaux Anti-CK-M - capacité inhibitrice > 2000 U/l .	

Composant du kit:
**CK-MB R1** **2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc**  
**6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc**

Composant du kit:
**CK-MB R2** **2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge**  
**6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge**

Composant du kit:
**CK-MB R1** **2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc**  
**6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc**

PRECAUCIONES
<p>El reactivo puede contener componentes no reactivos y conservantes de distinta naturaleza. Como medida de precaución se debe evitar el contacto con la piel y la ingestión. Seguir las precauciones normales previstas para el comportamiento en el laboratorio.</p>
MUESTRA
<p>Suero. El plasma que contiene heparina, EDTA, citrato o fluoruro puede generar cinéticas de reacción imprevisibles. La actividad de CK en el suero es inestable y disminuye rápidamente durante la conservación. CK se inactiva tanto por la luz ambiente como por el aumento de pH en la muestra causado por la pérdida de anhídrido carbónico. Por lo tanto, conservar las muestras en la oscuridad y bien cerradas. CK está sujeta a desnaturalización térmica; por lo tanto, enfriar rápidamente la muestra a 4 °C tras la extracción. Se puede tolerar un ligero grado de hemólisis, ya que los eritrocitos no contienen CK. Sin embargo, las muestras mediana o altamente hemolizadas no pueden considerarse satisfactorias. De hecho, las enzimas y sustancias liberadas de los eritrocitos pueden afectar a la fase latente y se podrían experimentar reacciones no deseadas.</p>
INTERVALOS DE REFERENCIA
<p>Suero: &lt; 24 U/l (&lt; 0.40 µkat/l)</p>

Composant du kit:
**CK-MB R1** **2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc**  
**6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc**

Composant du kit:
**CK-MB R2** **2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge**  
**6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge**

<b>CK-MB R1</b>	<b>2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc</b>
	<b>6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc</b>
Composition du réactif final: Tampon 100 mM pH, phosphocréatine 35 mM, glucose 20 mM, N-acétylcystéine 20 mM, acétate de magnésium 10 mM, EDTA disodique 2 mM, ADP 2 mM, NADP 2 mM, AMP 5 mM, diadénosine pentaphosphate 10 µM, glucose-6-phosphate déshydrogénase ≥ 1.5 kEд./л, гексοοκιnαsα ≥ 2.5 kEд./л, anticorps monoclonaux Anti-CK-M – inhibiteurная мощность > 2000 Eд./л .	

Composant du kit:
**CK-MB R2** **2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge**  
**6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge**

Composant du kit:
**CK-MB R1** **2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc**  
**6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc**

Composant du kit:
**CK-MB R2** **2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge**  
**6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge**

Composant du kit:
**CK-MB R1** **2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc**  
**6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc**

<b>CK-MB R2</b>	<b>2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge</b>
	<b>6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge</b>
Composition du réactif final: Tampon 100 mM pH, phosphocréatine 35 mM, glucose 20 mM, N-acétylcystéine 20 mM, acétate de magnésium 10 mM, EDTA disodique 2 mM, ADP 2 mM, NADP 2 mM, AMP 5 mM, diadénosine pentaphosphate 10 µM, glucose-6-phosphate déshydrogénase ≥ 1.5 kEд./л, гексοοκιnαsα ≥ 2.5 kEд./л, anticorps monoclonaux Anti-CK-M – inhibiteurная мощность > 2000 Eд./л .	

Composant du kit:
**CK-MB R2** **2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge**  
**6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge**

<b>CK-MB R1</b>	<b>2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc</b>
	<b>6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc</b>
Composition du réactif final: Tampon 100 mM pH, phosphocréatine 35 mM, glucose 20 mM, N-acétylcystéine 20 mM, acétate de magnésium 10 mM, EDTA disodique 2 mM, ADP 2 mM, NADP 2 mM, AMP 5 mM, diadénosine pentaphosphate 10 µM, glucose-6-phosphate déshydrogénase ≥ 1.5 kEд./л, гексοοκιnαsα ≥ 2.5 kEд./л, anticorps monoclonaux Anti-CK-M – inhibiteurная мощность > 2000 Eд./л .	

Composant du kit:
**CK-MB R1** **2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc**  
**6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc**

Composant du kit:
**CK-MB R2** **2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge**  
**6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge**

Composant du kit:
**CK-MB R1** **2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc**  
**6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc**

Composant du kit:
**CK-MB R2** **2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge**  
**6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge**

<b>CK-MB R1</b>	<b>2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc</b>
	<b>6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc</b>
Composition du réactif final: Tampon 100 mM pH, phosphocréatine 35 mM, glucose 20 mM, N-acétylcystéine 20 mM, acétate de magnésium 10 mM, EDTA disodique 2 mM, ADP 2 mM, NADP 2 mM, AMP 5 mM, diadénosine pentaphosphate 10 µM, glucose-6-phosphate déshydrogénase ≥ 1.5 kU/l, hexoquinasa ≥ 2.5 kU/l, anticuerpos monoclonales Anti-CK-M - capacidad inhibidora > 2000 U/l .	

Composant du kit:
**CK-MB R1** **2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc**  
**6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc**

Composant du kit:
**CK-MB R2** **2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge**  
**6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge**

<b>CK-MB R1</b>	<b>2H100: 4 x 20 ml (liquide) capsule blanc</b>
	<b>6U140: 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc</b>
Composition du réactif final: Tampon 100 mM pH, phosphocréatine 35 mM, glucose 20 mM, N-acétylcystéine 20 mM, acétate de magnésium 10 mM, EDTA disodique 2 mM, ADP 2 mM, NADP 2 mM, AMP 5 mM, diadénosine pentaphosphate 10 µM, glucose-6-phosphate déshydrogénase ≥ 1.5 kU/l, hexoquinasa ≥ 2.5 kU/l, anticuerpos monoclonales Anti-CK-M - capacidad inhibidora > 2000 U/l .	

Composant du kit:
**CK-MB R2** **2H100: 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge**  
**6U140: 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge**

РУССКИЙ	
<b>КФК МВ FL IFCC/DGKC</b>	
MB 2H100	4 x 20 + 2 x 10 мл
MB 6U140	2 x 56 + 2 x 14 мл
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
<p>Реагент для количественного определения in vitro КФК МВ в биологических жидкостях.</p>	
ПРИНЦИП	
<p>СК-МВ состоит из двух подъединиц СК-М и СК-В. Специальные антитела против СК-М полностью нивелируют активность СК-ММ (главная часть активности общего СК) и подъединицы СК-М СК-МВ. Таким образом, измеряется исключительно активность СК-В, являющая половиной СК-МВ.</p>	
ПОСТАВЛЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ	
<p><b>Только для целей диагностики in vitro.</b></p> <p>Компоненты набора стабильны до сорока годности, указанного на упаковке.</p> <p>Хранить в месте, не подверженном прямым солнечным лучам.</p>	

**CK-MB R1** **2H100: 4 x 20 мл (жидкий) белый капсула**  
**6U140: 2 x 56 мл (жидкий) белый капсула**

<b>CK-MB R2</b>	<b>2H100: 2 x 10 мл (жидкий) красная капсула</b>
	<b>6U140: 2 x 14 мл (жидкий) красная капсула</b>
Состав конечного реагента: буфер 100 мМ, креатин-фосфат 35 мМ, глюкоза 20 мМ, N-ацетилцистеин 20 мМ, ацетат магния 10 мМ, динатриевый ЭДТА 2 мМ, ADP 2 мМ, NADP 2 мМ, AMP 5 мМ, диаденозинпентафосфат 10 мкМ, глюкоза-6-фосфат дегидрогеназы ≥ 1.5 кЕд./л, геқсоқиназа ≥ 2.5 кЕд./л, моноклонные антитела Anti-CK-M – ингибиторная мощность > 2000 Ед./л .	

Composant du kit:
**CK-MB R2** **2H100: 2 x 10 мл (жидкий) красная капсула**  
**6U140: 2 x 14 мл (жидкий) красная капсула**

Composant du kit:
**CK-MB R1** **2H100: 4 x 20 мл (жидкий) белый капсула**  
**6U140: 2 x 56 мл (жидкий) белый капсула**

<b>CK-MB R2</b>	<b>2H100: 2 x 10 мл (жидкий) красная капсула</b>
	<b>6U140: 2 x 14 мл (жидкий) красная капсула</b>
Состав конечного реагента: буфер 100 мМ, креатин-фосфат 35 мМ, глюкоза 20 мМ, N-ацетилцистеин 20 мМ, ацетат магния 10 мМ, динатриевый ЭДТА 2 мМ, ADP 2 мМ, NADP 2 мМ, AMP 5 мМ, диаденозинпентафосфат 10 мкМ, глюкоза-6-фосфат дегидрогеназы ≥ 1.5 кЕд./л, геқсоқиназа ≥ 2.5 кЕд./л, моноклонные антитела Anti-CK-M – ингибиторная мощность > 2000 Ед./л .	

Composant du kit:
**CK-MB R1** **2H100: 4 x 20 мл (жидкий) белый капсула**  
**6U140: 2 x 56 мл (жидкий) белый капсула**

Composant du kit:
**CK-MB R2** **2H100: 2 x 10 мл (жидкий) красная капсула**  
**6U140: 2 x 14 мл (жидкий) красная капсула**

Composant du kit:
**CK-MB R1** **2H100: 4 x 20 мл (жидкий) белый капсула**  
**6U140: 2 x 56 мл (жидкий) белый капсула**

<b>CK-MB R2</b>	<b>2H100: 2 x 10 мл (жидкий) красная капсула</b>
	<b>6U140: 2 x 14 мл (жидкий) красная капсула</b>
Состав конечного реагента: буфер 100 мМ, креатин-фосфат 35 мМ, глюкоза 20 мМ, N-ацетилцистеин 20 мМ, ацетат магния 10 мМ, динатриевый ЭДТА 2 мМ, ADP 2 мМ, NADP 2 мМ, AMP 5 мМ, диаденозинпентафосфат 10 мкМ, глюкоза-6-фосфат дегидрогеназы ≥ 1.5 кЕд./л, геқсоқиназа ≥ 2.5 кЕд./л, моноклонные антитела Anti-CK-M – ингибиторная мощность > 2000 Ед	